

## Descripción

Media Máscara MASKGREEN MMG 001, clase FFP2 NR, catalogada como EPI de categoría III, destinada a la protección respiratoria. MODULO B Y C2.

- Ensayadas y con marcado CE según norma EN 149:2001+A1:2009, con **certificado UE nº 20/3009/01/0161**, emitido por AITEX
- Plegable con clip nasal y doble banda de ajuste.
- Ajuste sin grapas a fin de minimizar los riesgos de irritación en la piel. Banda elástica suave.
- Clip nasal interior que proporciona una mejor ajuste y encaje de la mascarilla comfortable.

Mascarilla FFP2 fabricada con 5 capas de filtración reforzada para una protección eficaz y segura, compuesta exclusivamente por:

- 1ª Capa: Tejido no tejido (Spunbond).
- 2ª Capa: Tejido no tejido filtrante (Meltblown).
- 3ª Capa: Hot air cotton.
- 4ª Capa: Tejido no tejido filtrante (Meltblown).
- 5ª Capa: Tejido no tejido (Spunbond).

Talla Única

## Materiales

En la producción de la mascarilla MASKGREEN MMG 001 se han utilizado los siguientes materiales:

Bandas de ajuste	Elastano y Poliamida. Sin grapas
Clip Nasal	Acero galvanizado y polipropileno
Filtro	Polipropileno hidrófobo. 5 capas <b>Spunbond / Meltblown / Hot air cotton</b> <b>/ Meltblown / Spunbond.</b>

Estos productos no contienen componentes fabricados con látex. **TANTO ESTOS MATERIALES COMO EL PRODUCTO ACABADO ESTÁN 100% LIBRES DE GRAFENO COMO CERTIFICA AITEX EN SUS TEST DE LABORATORIO**

## Advertencia: solo un uso, No Reutilizable (NR)

La media máscara debe desecharse después de su uso (vida útil de 8 horas).

## Normas

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

"Esta media máscara filtrante está fabricada según lo solicitado por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el factor de protección nominal proporcionado por esta media máscara filtrante es SUPERIOR al factor de protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 + A1: 2009."

## Aprobaciones

Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad por AITEX (Organismo notificado 0161) con Nº de **certificado 2020EC4291**, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, organismo notificado 0161

### VALORES OBTENIDOS A DESTACAR:

- **FILTRACIÓN/BARRERA DEL 97,2 % (+3,2% SUPERIOR A LA CATEGORÍA FFP2)**
- **BAJA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (-30% CON RESPECTO A LA CATEGORÍA FFP2)**

**FABRICADO EN ESPAÑA**



**Comprando producto nacional  
ayudamos a conservar el empleo**



Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)

### Instrucciones de uso

- Lávese las manos antes de manipular la mascarilla.
- Verifique mascarilla antes de usar (si está deteriorada no debe usarse)
- Posicione la mascarilla en la cara a la altura de la nariz con el ajuste nasal hacia arriba.
- Sujete la mascarilla desde el exterior y pase las cintas alrededor de ambas orejas sin cruzarlas.
- Verifique que la mascarilla cubre la nariz y la barbilla.
- Ajuste la pinza nasal y compruebe que la mascarilla queda sellada sin molestias al respirar.

### Recomendaciones del fabricante:

- Se recomienda reemplazar la máscara cada 8 horas.
- Si está deteriorada, no debe usarse Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- La mascarilla autofiltrante tiene una duración de uso limitada y una fecha de caducidad.
- Si el envase está deteriorado no usar.
- No toque la mascarilla cuando esté puesta, si lo hace lávese las manos con alcohol en gel o agua y jabón.
- Si observa dificultades al respirar quítese la mascarilla.
- No ponga la mascarilla a ninguna persona que tenga dificultad para respirar, esté inconsciente, o no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda.

### Advertencias

- Esta máscara está fabricada para protección respiratoria del usuario.
- Ajuste de media máscara filtrante (verificar antes de usar)
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo del sello facial.
- Máscara no válida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno).
- Máscara no válida en atmósferas explosivas.
- Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas.
- El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara.
- No utilizar zonas de riesgo de explosión.
- Este EPP no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.
- Este producto es desechable y solo debe usarse una vez. No reutilizar y por favor desechar responsablemente.
- Se recomienda reemplazar la máscara cada 8 horas.
- Si está deteriorada, no debe usarse Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- La mascarilla autofiltrante tiene una duración de uso limitada y una fecha de caducidad.
- Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.
- Para reclamaciones sobre este producto puede contactar con MASKGREEN S.L. en el teléfono (+34) 868 056 761 o a través del email [info@maskgreenspain.com](mailto:info@maskgreenspain.com)
- Puede consultar la Declaración de Conformidad en [www.maskgreenspain.com](http://www.maskgreenspain.com)